

# РЕШЕНИЯ ДЛЯ СТОМАТОЛОГИИ Б. БРАУН

Aesculap  
Dental





Компания Aescular была основана в 1867 году. Главный офис расположен в немецком городе Туттлинген. Aescular более 150 лет производит хирургический инструментарий и более 100 лет – стоматологические инструменты. В 1998 году компания стала подразделением Группы Б. Браун.

Приоритет подразделения Aescular – высочайшее качество, основанное на многолетнем опыте, новейших технологиях производства и специальных программах обучения специалистов. Технический центр Aescular использует оборудование и технологии, идентичные применяемому на производстве, что позволяет восстановить инструментарий до состояния нового, насколько это возможно, принимая во внимание экономический аспект. Технический сервис Aescular имеет подразделение в России, расположенное в Санкт-Петербурге.



Каталог доступен в [App Store](#) и [Play Market](#)

Вся информация о компании на нашем сайте: [www.bbraun.ru](http://www.bbraun.ru), а также на



[www.vk.com/bbraunrussia](http://www.vk.com/bbraunrussia)



[www.fb.com/bbraunrussia](http://www.fb.com/bbraunrussia)

Дополнительная информация о стоматологических инструментах Aescular доступна на сайте: [www.aesculap-dental.com](http://www.aesculap-dental.com)

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>■</b>	<b>СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ</b>	<b>04 – 23</b>
■	Зеркала и ручки	04 – 05
■	Зонды	06–09
■	Периодонтометры	10–11
■	Пинцеты. Базовый набор	12–15
■	Скелеры	16–18
■	Кюретки	19–29
■	Инструменты для прямой реставрации	30–56
■	Коффердам	57
■	Эндодонтические инструменты	58–61
■	Лезвия и ручки	62
■	Пинцеты	63–72
■	Иглодержатели	73–80
■	Костные кусачки	81–83
■	Ножницы	84–103
■	Распаторы	104–105
■	Костные кюретки	106–107
■	Щипцы для удаления зубов	108–127
■	Элеваторы	128–137
■	Люксатор, десмотом, периотом	138
■	Синдесмотом. Инструменты для ретракционной нити	139
■	Инструменты для имплантации	140–141
■	Инструменты для протезирования	142–143
■	<b>КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ</b>	<b>144–145</b>
■	<b>ШОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КЛЕЙ ДЛЯ ТКАНЕЙ</b>	<b>146–147</b>
■	<b>ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ</b>	<b>148–151</b>
■	Гигиеническая и хирургическая обработка рук	148
■	Обработка кожи операционного поля и слизистых	149
■	Обработка поверхностей и инструментов	150
■	Аксессуары для дезинфекции	151
■	<b>ПАМЯТКА ПО УХОДУ И ЗАТОЧКЕ ИНСТРУМЕНТОВ</b>	<b>152–153</b>

# ЗЕРКАЛА И РУЧКИ



DA026R Ø 22 мм  
DA027R Ø 24 мм

Зеркало  
стоматологическое



DA036R Ø 22 мм  
DA037R Ø 24 мм

Зеркало  
стоматологическое  
родиевое

DA026R–  
DA037R

12 шт. в упаковке

## Ручки для зеркал

- Цветовое кодирование в соответствии с назначением для лучшей организации хранения и доступа
- Эргономичный дизайн
- Стерилизовать до 240°



DA090

135 мм, 5 1/2"



DA091

135 мм, 5 1/2"



DA092

135 мм, 5 1/2"



DA093

135 мм, 5 1/2"



DA083

Ручка для  
зеркала  
135 мм, 5 1/2"



DA074R

Ручка для  
зеркала  
125 мм, 5"



DA076R

Ручка для  
зеркала  
135 мм, 5 1/2"



DA080R

Ручка для  
зеркала  
120 мм, 4 3/4"



Микролезвия  
10 шт. в упаковке



**DA045R**

Микрозеркало  
2 мм, 45°  
50 мм, 2"



**DA046R**

Микрозеркало  
3 мм, 45°  
50 мм, 2"



**BB045T**

Ручка для микрозеркал  
DA043R–DA048R  
титановая, также  
подходит для  
микролезвий  
145 мм, 5 3/4"



**ERGOPLANT**

**DX305R**

150 мм, 6"  
Ручка для  
микролезвий



**BB361R**

Микролезвие



**BB362R**

Микролезвие



**BB363R**

Микролезвие



**BB364R**

Микролезвие



**BB365R**

Микролезвие



**BB366R**

Микролезвие



**BB367R**

Микролезвие



**BB368R**

Микролезвие



**BB369R**

Микролезвие




**DA043R**

Микрозеркало  
Ø 3,5 мм, 35°  
45 мм, 1 3/4"



**DA044R**

Микрозеркало  
Ø 4,7 мм, 35°  
45 мм, 1 3/4"



**DA802R**

Fig. 6

160 мм, 6 1/4"

**DA806R**

Fig. 6A

160 мм, 6 1/4"

**DA808R**

Fig. 8

160 мм, 6 1/4"

**DA809R**

Fig. 8A

160 мм, 6 1/4"

**DA810R**

Fig. 9

160 мм, 6 1/4"

**DA823R**

EXS 3A

165 мм, 6 1/2"



**DA811R**

Fig. 9A

160 MM, 6 1/4"

**DA812R**

Fig. 9B

160 MM, 6 1/4"

**DA814R**

Fig. 2

160 MM, 6 1/4"

**DA816R**

Fig. 23

160 MM, 6 1/4"

**DA818R**

Fig. 17

160 MM, 6 1/4"



**DA878R**

Fig. 8/9

165 мм, 6 1/2"

**DA868R**

Fig. 17/23

155 мм, 6"

**DA870R**

EXD 5

165 мм, 6 1/2"

**DA863R**

EXD 11

160 мм, 6 1/4"





**DA871R**  
EXD 11/12  
175 мм, 7"



**WESTON**  
**DA885R**  
170 мм, 6¾"



**NABERS**  
**DA882R**  
P2N  
Зонд для фуркации  
170 мм, 6¾"

# ПЕРИОДОНТОМЕТРЫ



Из-за отсутствия стандартов измерений клинические данные, полученные с использованием различных методов зондирования, часто дают противоречивые результаты.

Объективная оценка статуса пародонта возможна только при использовании чувствительного к давлению периодонтального зонда.



**DB764R**

UNC 15

165 мм, 6 1/2"




**WHO**

**DB765R**

PCP 11,5 C

165 мм, 6 1/2"



**DB865R**

UNC 15  
160 MM, 6 1/4"

**DB868R**

PCP 11  
160 MM, 6 1/4"

**WHO**

**DB867R**

PCP 11,5 C  
160 MM, 6 1/4"

**DB874R**

160 MM, 6 1/4"

**DB866R**

UPM  
(PCP 11,5 C+ UNC 15)  
170 MM, 6 3/4"

**HAUER**

**DB776R**

135 MM, 5 1/4"

# ПИНЦЕТЫ. БАЗОВЫЙ НАБОР



PERRY

DA204R

с насечками  
130 мм, 5 1/8"



DA208R

гладкие  
130 мм, 5 1/8"



MERIAM

DA212R

гладкие  
150 мм, 6"



DA221R

с насечками  
160 мм, 6 1/4"



MERIAM  
DA225R

с насечками  
160 мм, 6 1/4"



LONDON-COLLEGE  
DA240R

гладкие  
150 мм, 6"



LONDON-COLLEGE  
DA241R

с насечками  
150 мм, 6"



LONDON-COLLEGE  
DA243R

с насечками  
150 мм, 6"

# ПИНЦЕТЫ. БАЗОВЫЙ НАБОР



LONDON-COLLEGE

DA271R

с насечками/  
с зажимом  
150 мм, 6"



LONDON-COLLEGE

DA251R

с насечками  
150 мм, 6"



DA231R

с насечками  
150 мм, 6"




LONDON-COLLEGE, mod.

DA244R

150 мм, 6"

**DUROGRIP®** – сверхпрочное покрытие с твердосплавными вставками из карбида вольфрама на рабочей поверхности



**DA246R**

Пинцет  
стоматологический  
150 мм, 6"



**DA254R**

150 мм, 6"



**DB243R**

Премоляры,  
моляры,  
универсальный

175 мм, 7"



CRANE CAPLAN

**DB340R**

СК 6

Передние зубы,  
премоляры,  
моляры,  
универсальный

175 мм, 7"



**DB349R**

СІ 2/3

Передние зубы,  
премоляры,  
моляры,  
универсальный

165 мм, 6 1/2"



**DB350R**

T2/T3

Передние зубы,  
премоляры,  
моляры,  
универсальный

175 мм, 7"





**DB351R**

USM

Передние зубы,  
премоляры,  
моляры,  
мезиальный/  
дистальный

175 мм, 7"



**DB370R**

H 6/7

Передние зубы,  
премоляры,  
мезиальный/  
дистальный

175 мм, 7"



McCALL

**DB376R**

13S/14S

Премоляры,  
моляры,  
мезиальный/  
дистальный

175 мм, 7"



**DB391R**

M 23

Передние зубы,  
премоляры,  
моляры,  
универсальный

175 мм, 7"



**DB352R**  
S 204/SD  
Передние зубы,  
премоляры,  
мезиальный/  
дистальный  
175 мм, 7"



**DB354R**  
S 204 S  
Моляры,  
универсальный  
175 мм, 7"



GOLDMAN-FOX  
**DB345R**  
GF 5  
Премоляры,  
моляры, щечный/  
язычный  
175 мм, 7"



GOLDMAN-FOX  
**DB346R**  
GF 6  
Передние зубы,  
премоляры,  
моляры,  
вестибулярный/  
язычный,  
мезиальный/  
дистальный,  
175 мм, 7"

# КЮРЕТКИ

■ Специальная сталь,  
устойчивая к коррозии

■ Golf-ball покрытие  
рукояток (PEEK),  
имитирующее  
поверхность мяча для  
гольфа — надежный захват  
инструмента, исключает  
выскальзывание при  
увлажнении

■ Эргономичный дизайн  
рукоятки

■ Глянцевое покрытие  
рабочих поверхностей



Нижняя  
челюсть



LANGER  
DB330R  
L 1/2

Премоляры,  
моляры,  
универсальный

170 мм, 6<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"

Верхняя  
челюсть



LANGER  
DB331R  
L 3/4

Премоляры,  
моляры,  
универсальный

170 мм, 6<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"



LANGER  
DB332R  
L 5/6

Передние зубы,  
универсальный

170 мм, 6<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"



GOLDMAN-FOX

**DB342R**

GF 2

Передние зубы,  
премоляры

Универсальный  
175 мм, 7"



GOLDMAN-FOX

**DB344R**

GF 4

Премоляры, моляры  
Универсальный

175 мм, 7"



COLUMBIA

**DB362R**

2R/2L

Передние зубы  
Универсальный

175 мм, 7"



COLUMBIA

**DB363R**

4R/4L

Премоляры,  
моляры

Универсальный  
170 мм, 6¾"



**COLUMBIA**

**DB368R**

13/14

Премоляры,  
моляры

Универсальный

175 мм, 7"



**DB392R**

М 23 А

Передние зубы,  
премоляры, моляры

Универсальный

175 мм, 7"



для инфицированных  
тканей

**McCALL**

**DB377R**

М 17S/18S

Премоляры, моляры

165 мм, 6 1/2"



GRACEY  
DB380R

Fig. 1/2  
Передние зубы  
Универсальный  
175 мм, 7"



GRACEY  
DB381R

Fig. 3/4  
Передние зубы,  
премоляры  
Универсальный  
175 мм, 7"



GRACEY  
DB382R

Fig. 5/6  
Передние зубы,  
премоляры  
Универсальный  
175 мм, 7"



GRACEY  
DB383R

Fig. 7/8  
Премоляры, моляры  
Щечный/язычный  
170 мм, 6<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"



GRACEY  
DB384R

Fig. 9/10

Премоляры, моляры  
Щечный/язычный  
170 мм, 6¾"



GRACEY  
DB385R

Fig. 11/12

Премоляры, моляры  
Мезио-щечный/  
мезио-язычный  
175 мм, 7"



GRACEY  
DB386R

Fig. 13/14

Премоляры, моляры  
Дисто-щечный/  
дисто-язычный  
170 мм, 6¾"



GRACEY  
DB387R

Fig. 15/16

Премоляры, моляры  
Мезио-щечный/  
мезио-язычный  
170 мм, 6¾"



GRACEY  
**DB389R**

Fig. 12/13  
Премоляры,  
моляры

Мезио-вентрибулярный,  
мезио-оральный,  
дисто-вентрибулярный,  
дисто-оральный  
175 мм, 7"



GRACEY  
**DB388R**

Fig. 11/14  
Премоляры,  
моляры

Мезио-вентрибулярный,  
мезио-оральный,  
дисто-вентрибулярный,  
дисто-оральный  
175 мм, 7"



Rigid GRACEY  
**DB582R**

Fig. 5/6  
Передние зубы,  
премоляры  
175 мм, 7"




Rigid GRACEY  
**DB583R**

Fig. 7/8  
Премоляры,  
моляры  
Щечный/язычный  
170 мм, 6 3/4"



# КЮРЕТКИ AFTER-GRACEY



Рабочая поверхность на 3 мм длиннее, чем у стандартной кюретки GRACEY для лучшего доступа к корням зуба



Rigid GRACEY

**DB585R**

Fig. 11/12

Премоляры,  
моляры

Мезио-щечный/  
мезио-язычный

175 мм, 7"



Rigid GRACEY

**DB586R**

Fig. 13/14

Премоляры,  
моляры

Дисто-щечный/  
дисто-язычный

175 мм, 7"



After-GRACEY

**DB590R**

Fig. 1/2

Передние зубы  
Универсальный

170 мм, 6¾"



After-GRACEY

**DB591R**

Fig. 3/4

Передние зубы,  
премоляры

Универсальный  
170 мм, 6¾"

# КЮПЕТКИ AFTER-GRACEY



After-GRACEY  
**DB592R**  
Fig. 5/6  
Передние зубы,  
премоляры  
Универсальный  
170 мм, 6<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"



After-GRACEY  
**DB593R**  
Fig. 7/8  
Премоляры,  
моляры  
Щечный/язычный  
170 мм, 6<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"




After-GRACEY  
**DB595R**  
Fig. 11/12  
Премоляры,  
моляры  
Мезио-щечный/  
мезио-язычный  
170 мм, 6<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"



After-GRACEY  
**DB596R**  
Fig. 13/14  
Премоляры,  
моляры  
Дисто-щечный/  
дисто-язычный  
170 мм, 6<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"

# КЮРЕТКИ MINI-GRACEY



Рабочая поверхность на 3 мм длиннее, чем у стандартной кюретки GRACEY, кончик инструмента укорочен для лучшего доступа к узким корням



Mini-GRACEY  
DB470R  
Fig. 1/2  
Передние зубы  
Универсальный  
175 мм, 7"



Mini-GRACEY  
DB471R  
Fig. 3/4  
Передние зубы,  
премоляры  
Универсальный  
170 мм, 6¾"

# КЮПЕТКИ MINI-GRACEY



Mini-GRACEY

**DB472R**

Fig. 5/6

Передние зубы,  
премоляры

Универсальный

175 мм, 7"



Mini-GRACEY

**DB473R**

Fig. 7/8

Премоляры, моляры  
Щечный/язычный

170 мм, 6 3/4"



Mini-GRACEY

**DB475R**

Fig. 11/12

Премоляры, моляры  
Мезио-щечный/  
мезио-язычный

175 мм, 7"



Mini-GRACEY

**DB476R**

Fig. 13/14

Премоляры, моляры  
Дисто-щечный/  
дисто-язычный

175 мм, 7"

# RECALL SET ИНСТРУМЕНТЫ



LANGER

**DB180T**

Титановая кюрета для премоляров, моляров универсальная,  
для нижней челюсти  
175 мм



LANGER

**DB181T**

Титановая кюрета для премоляров, моляров универсальная,  
для верхней челюсти  
175 мм



LANGER

**DB182T**

Титановая кюрета для фронтального отдела универсальная  
175 мм

- Деликатные рабочие поверхности обеспечивают лучший доступ в карманы
- Не приводят к повреждению поверхности абатмента

- Ручная заточка  
Уход за имплантатами позволяет продлить их срок службы. Для снятия налета с поверхности импланта идеально подходят инструменты из титана

# ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПРЯМОЙ РЕСТАВРАЦИИ



**DF256R**

Инструмент для работы с композитом для точного моделирования бугорков  
175 мм, 7"



**DF257R**

Инструмент для работы с композитом для точного моделирования бугорков  
175 мм, 7"



**DF259R**

Инструмент для нанесения композита на края  
175 мм, 7"



**DF262R**

Плаггер с шариком на конце для конденсации материала  
175 мм, 7"



**DF270R**

Спатула по HEIDEMANN для внесения материала в полость  
175 мм, 7"




**DF263R**


Контр-угловой плаггер с шариком на конце для конденсации материала  
175 мм, 7"



**DE150R**  
175 MM, 7"



**DE151R**  
175 MM, 7"



**DE152R**  
175 MM, 7"



**DE153R**  
175 MM, 7"



**DE154R**  
175 MM, 7"



**DE155R**  
175 MM, 7"



**HEIDEMANN**  
**DE156R**  
175 MM, 7"




**HEIDEMANN**  
**DE157R**  
175 MM, 7"




**HEIDEMANN**  
**DE158R**  
175 MM, 7"

# ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПРЯМОЙ РЕСТАВРАЦИИ



**DE050R**  
175 мм, 7"



**DE051R**  
175 мм, 7"



**DE052R**  
175 мм, 7"



**DE053R**  
175 мм, 7"




**DE054R**  
175 мм, 7"



**DE055R**  
175 мм, 7"





# ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПРЯМОЙ РЕСТАВРАЦИИ



HOLLENBACK

DE159R

Fig. 3

175 мм, 7"



DF254R

175 мм, 7"



WESTCOTT

DF250R

Fig. 21

175 мм, 7"




WESTCOTT

DF251R

Fig. 21B

175 мм, 7"



HOLLENBACK

DE160R

Fig. 1/2

175 мм, 7"



FRAHM

DF252R

175 мм, 7"



DF253R

175 мм, 7"

Идеальное решение для работы с композитными материалами


- Специально отполированное покрытие уменьшает адгезию материала

Только для работы с композитными материалами!



**DF080R**

Композитный инструмент для точного моделирования бугорков  
170 мм, 6<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"



**DF081R**

Композитный инструмент для точного моделирования бугорков  
170 мм, 6<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"



**DF082R**

Инструмент для удаления излишков композита  
160 мм, 6 1/4"

# ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПРЯМОЙ РЕСТАВРАЦИИ



**DF083R**

Инструмент для нанесения композита на края полости  
165 мм, 6 1/2"




**DF084R**

Инструмент для уплотнения материала в полости, легко удаляет излишки материала  
170 мм, 6 3/4"



**DF085R**

Инструмент для уплотнения материала в полости, легко удаляет излишки материала  
170 мм, 6 3/4"



**DF086R**

Спатула для внесения композита в полость  
170 мм, 6 3/4"



**DF088R**

Контр-угловой плаггер  
170 мм, 6¾"



**FREEDMAN**

**DF077R**

Конусовидный плаггер  
170 мм, 6¾"



**FREEDMAN**

**DF078R**

Конусовидный плаггер  
170 мм, 6¾"



**FREEDMAN**

**DF079R**


Инструмент для модели-  
рования окклюзионной  
поверхности премоляров  
и моляров  
175 мм, 7"

# ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПРЯМОЙ РЕСТАВРАЦИИ




BLACK  
DE602R

Инструмент  
для внесения  
и моделирования  
композитов  
150 мм, 6"




BLACK  
DE621R

Инструмент  
для внесения  
и моделирования  
композитов  
170 мм, 6 3/4"




BLACK  
DE622R

Инструмент  
для внесения  
и моделирования  
композитов  
170 мм, 6 3/4"



BLACK  
DE631R

Инструмент  
для внесения  
и моделирования  
композитов  
170 мм, 6 3/4"

**DE307R**

Инструмент для внесения  
и уплотнения материала  
160 мм, 6 1/4"


**DE308R**

Инструмент для внесения  
и уплотнения материала  
160 мм, 6 1/4"

**BÜCHS****DF066R**

Инструмент для внесения  
лекарственных средств  
170 мм, 6 3/4"

# ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПРЯМОЙ РЕСТАВРАЦИИ



DE006R  
170 мм, 6<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"


DE007R  
170 мм, 6<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"

DE031R  
170 мм, 6<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"


DE032R  
170 мм, 6<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"


DE030R  
170 мм, 6<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"





# ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПРЯМОЙ РЕСТАВРАЦИИ





**LADMORE**  
**DE295R**

165 MM, 6 1/2"

**HOPSON**  
**DE303R**

160 MM, 6 1/4"

**HOPSON**  
**DE306R**

165 MM, 6 1/2"

**WOODSON**  
**DE292R**

175 MM, 7"


**WOODSON**  
**DE293R**


180 MM, 7"

**DE036R**

160 MM, 6 1/4"

# ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПРЯМОЙ РЕСТАВРАЦИИ





**DE402R**  
170 mm, 6 3/4"


**DE403R**  
170 mm, 6 3/4"

**DE406R**  
170 mm, 6 3/4"

**DE408R**  
170 mm, 6 3/4"

**DE414R**  
170 mm, 6 3/4"

# ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПРЯМОЙ РЕСТАВРАЦИИ



DE134R

Спатула  
170 мм, 6<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"

DE135R

Спатула жесткая  
170 мм, 6<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"

DE136R

Спатула жесткая  
170 мм, 6<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"

HEIDEMANN

DE420R

Спатула эластичная,  
гибкая  
160 мм, 6<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"

HEIDEMANN


DE421R

Спатула эластичная,  
гибкая  
170 мм, 6<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"

HEIDEMANN

DE422R

Спатула эластичная,  
гибкая  
170 мм, 6<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"



WESTCOTT

DF021R

Гладилка  
170 мм, 6 3/4"

WESTCOTT

DF022R

Гладилка  
170 мм, 6 3/4"

WALLIS

DE297R

Гладилка  
170 мм, 6 3/4"

HOPSON

DE305R

Гладилка  
165 мм, 6 1/4"

DE032R

Гладилка  
170 мм, 6 3/4"

# ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПРЯМОЙ РЕСТАВРАЦИИ



WHITE  
DF028R  
Гладилка  
150 мм, 6"



WHITE  
DF029R  
Гладилка  
150 мм, 6"



WHITE  
DF033R  
Гладилка  
150 мм, 6"



WHITE  
DF032R  
Гладилка  
150 мм, 6"





**DF061R**

Инструмент для моделирования  
165 мм, 6 1/2"



**HOLLENBACK**

**DE676R**

Инструмент для моделирования  
170 мм, 6 3/4"



**HOLLENBACK**

**DE427R**

Fig. 1/2  
Инструмент для моделирования  
175 мм, 7"




**HOLLENBACK**

**DE424R**

Fig. 3  
Инструмент для моделирования  
170 мм, 6 3/4"

# ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПРЯМОЙ РЕСТАВРАЦИИ



WARD

DE425R

Инструмент для  
моделирования  
170 мм, 6<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"



WARD

DE426R

Инструмент для  
моделирования  
170 мм, 6<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"



DF060R

Инструмент для  
моделирования  
160 мм, 6<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"



FRAHM

DF055R

Инструмент для  
моделирования  
160 мм, 6<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"



FRAHM

DF056R

Инструмент для  
моделирования  
165 мм, 6<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"



**DR780R**

Пинцет для  
артикуляционной  
бумаги

150 мм, 6"




**DF090R**

Инструмент для  
удаления излишков  
материала

140 мм, 5 1/2"

# ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПРЯМОЙ РЕСТАВРАЦИИ



**DC321R**

77/78

Десневой нож,  
дистальный

170 мм, 6¾"



**DC322R**

79/80

Десневой нож,  
мезиальный

170 мм, 6¾"



**DC094R**

Карвер

170 мм, 6¾"



BLACK  
DC051R

Долото  
стоматологическое  
150 мм, 6"



BLACK  
DC081R

Долото  
стоматологическое  
150 мм, 6"



BLACK  
DC083R


Долото  
стоматологическое  
150 мм, 6"



BLACK  
DC084R

Долото  
стоматологическое  
150 мм, 6"

# ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПРЯМОЙ РЕСТАВРАЦИИ



**DC250R**

Fig. 0

Экскаватор

170 мм, 6 3/4"

**DC251R**

Fig. 1

Экскаватор

165 мм, 6 1/2"

**DC252R**

Fig. 2

Экскаватор

165 мм, 6 1/2"

**DC253R**

Fig. 3

Экскаватор


165 мм, 6 1/2"

**DC254R**

Fig. 4

Экскаватор

170 мм, 6 3/4"

**DC239R**

139/140

Экскаватор  
в форме ложки  
170 мм, 6<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"

**DC241R**

141/142

Экскаватор  
в форме ложки  
170 мм, 6<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"

**DC271R**

171/172

170 мм, 6<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"

**DC275R**

175/176


170 мм, 6<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"

**DC279R**


179/180

170 мм, 6<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"

# ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПРЯМОЙ РЕСТАВРАЦИИ




WHITE  
DC225R  
Fig. 5  
175 мм, 7"




WHITE  
DC226R  
Fig. 14  
170 мм, 6¾"



WHITE  
DC227R  
Fig. 17  
175 мм, 7"



WHITE  
DC228R  
Fig. 18  
175 мм, 7"



WHITE  
DC229R  
Fig. 19  
175 мм, 7"



WHITE  
DC230R  
Fig. 20  
175 мм, 7"



BLACK  
DC200R  
170 мм, 6¾"



DARBY-PERRY  
DC211R  
Fig. 11/12  
170 мм, 6¾"



DARBY-PERRY  
DC213R  
Fig. 13/14  
170 мм, 6¾"



DARBY-PERRY  
DC219R  
Fig. 19/20  
170 мм, 6¾"



DARBY-PERRY  
DC221R  
Fig. 21/22  
170 мм, 6¾"



# КОФФЕРДАМ



IVORY

**DF392R**

Кoffердам

160 мм, 6 1/4"



AINSWORTH

**DF401R**

Кoffердам

160 мм, 6 1/4"



BREWER

**DF404R**

Пинцет для клампов

170 мм, 6 3/4"



PALMER

**DF405R**


Пинцет для клампов

175 мм, 7"

# ЭНДОДОНТИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ



Ретракция лоскута



Извлечение резецированного апекса микропинцетом



Зондирование каналов микроэксplorером (DA440R)



**RICHTER**

**DO373R**

Ширина лезвия 15 мм, 45°  
200 мм, 8"




**DB407R**

Элеватор в форме диска  
и диссектор  
175 мм, 7"



**DA440R**

Микроэксplorер  
175 мм, 7"



**DB406R**  
Кюретка в форме диска, малая  
175 мм, 7"  
Ø 1,5 мм



**DB409R**  
Кюретка в форме ложки  
175 мм, 7"  
0,9 мм



**DA291R**  
Пинцет для пинов с зажимом  
150 мм, 6"



**DA297R**  
Щипцы для удаления сломанных пинов  
125 мм, 5"

# ЭНДОДОНТИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ



Ретроградный доступ к каналу. Плаггер с овальной рабочей поверхностью используется для конденсации пломбировочного материала.



Внесение пломбировочного материала в полость канала с помощью микроспатулы.



**DA296R**

Щипцы для удаления сломанных пинов  
130 мм, 5 1/8"



**DE442R**

Плаггер овальный изогнутый, 90°  
175 мм

0,6 x 0,4 мм



**DE440R**

Штопфер шаровидный/спатула, микроспатула изогнутая  
175 мм

Ø 1,4 мм




Конденсация пломбировочного материала круглым плаггером



Удаление излишков пломбировочного материала микрокарвером



Окончательный результат резекции корня и ретроградного пломбирования



# ЛЕЗВИЯ И РУЧКИ

Ручки для стерильных лезвий  
BB510–BB515, BB540, BB542



термообработка в вакууме

стерильные



**BB073R**

№ 3  
125 мм, 5"

**BB063R**

145 мм

**BB077R**

№ 7  
160 мм, 6 1/4"



10

**BB510**



11

**BB511**



12

**BB512**



12d

**BB542**

обоюдоострое



13

**BB513**



15

**BB515**



**BB515-C**



40

**BB540**

обоюдоострое

**BB510–BB542**

Лезвия  
100 шт. в упаковке